

EASYTEM

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO FACIAL
DT-100

PRATICIDADE
PRECISÃO
SEGURANÇA



TECNOLOGIA EXCLUSIVA

EASYTEM **DT-100** é uma inovadora maneira de verificar a temperatura corporal com precisão, agilidade e sem contato físico com o paciente, tornando a tarefa mais precisa e com menor risco de infecção.

INFRA VERMELHO SEM CONTATO

Clinicamente aprovado e recomendado por diversos estudos científicos. Patentes internacionais nos EUA, União Européia, Japão e Coréia por sua tecnologia exclusiva.


EASYTEM

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO FACIAL

DT-100

É INOVADOR E MAIS PRÁTICO

↓ leito



PRECISÃO

Deteção IR (infra vermelho) em 64 pontos da face.

SEGURANÇA

O EASYTEM **DT-100** permite ao profissional uma distância segura na hora da medição devido à forma de utilização: 30 cm mais o tamanho do braço do profissional.

O EASYTEM **DT-100** possui uma tecnologia única para detectar o método mais exato de medição de temperatura dividindo em 64 pontos.

O profissional pode manter uma distância aproximada de 30 a 40 centímetros do paciente para impedir que qualquer infecção passe para o termômetro.

Patentes internacionais nos EUA, União Européia, Japão, Coréia, com sua tecnologia exclusiva.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---------------------------|---|
| Composição | Termômetro, bolsa, bateria, software e manual |
| Método de medição | Infra vermelho refletido no rosto |
| Faixa de medição | Modo diário / Modo termômetro |
| Temperatura mínima | 0,1°C |
| Condição de armazenamento | -20°C a 50°C |
| Condição de operação | 10°C a 40°C |
| Taxa de tolerância | 36°C - 39°C ± 0,2°C |
| Modo temperatura | Ligar e manter distância do rosto para o termômetro de 30 a 40 centímetros visando o rosto dentro da face alvo circular |
| Modo Diário: | Ligar e pressionar "MEM" por 3 segundos para verificar ícone termômetro |
| Tempo de resposta | Dentro de 3 segundos |
| Modo auto off | Dentro de 30 segundos |

ANVISA Nº: 80509099001



Distribuidor Exclusivo no Brasil

Av. Francisco Matarazzo, nº 1752 - CJ 711

São Paulo - SP - Brasil - CEP: 05001-200

Fone: 55 11 2500-5868

Email: contato@ecgweb.com.br

www.ecgweb.com.br



Escritório Seoul

Mediana Building, #793-3, Bangbae-dong,
Seocho-ku, Seoul, Korea (P.C: 137-830)

Tel.: +82-2-542-3375 Fax : +82-2-542-7447

www.mediana.co.kr

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.